

Neodisher, práškový čisticí přípravek

Práškové zásadité čisticí přípravky vhodné pro strojní nebo ruční mytí. Liší se složením, účinkem a kompatibilitou s materiály.



- pouze pro profesionální použití
- nesměšovat s jinými přípravky
- použitelné při všech tvrdostech vody
- všechny přípravky musí být následně odstraněny účinným oplachem

Přípravky pro strojní mytí

Neodisher LaboClean A8	▪ práškový, zásaditý čisticí přípravek pro použití ve speciálních myčkách ▪ složení: < 5 % dichlorisokyanurátu sodného, 15 – 30 % fosfátů ▪ velmi dobře odstraňuje krev, sérum, zbytky potravin (bílkoviny, škroby, tuky) a zbytky farmak, barev, želatin ▪ šetrný k materiálům ze skla, keramiky a nerezové oceli ▪ není vhodný pro barevné a lehké kovy ▪ oblast použití: strojní mytí laboratorního skla v lékařských, biologických, chemických a potravinářských laboratořích
Neodisher LaboClean F	▪ práškový, zásaditý čisticí přípravek pro použití ve speciálních myčkách, neobsahuje fosfáty a tenzidy ▪ složení: 5 – 15 % polykarboxylátů ▪ odstraňuje tuky, oleje, parafiny, pryskyřice, organická barviva, zbytky popisovačů ▪ vhodný pro materiály z nerez a drahých kovů; nepoškozuje borokřemičitanové sklo, natronová skla se mohou při delším používání zakalit ▪ není vhodný pro těžké ani lehké barevné kovy ▪ oblast použití: strojní mytí laboratorního skla a vybavení v kosmetickém průmyslu, potravinářských a průmyslových laboratořích a výrobě minerálních olejů
Neodisher LaboClean UW	▪ práškový, mírně zásaditý čisticí přípravek pro použití v myčkách, bez fosfátů ▪ složení: < 5 % neionogenních tenzidů ; 5 – 15 % bělicích prostředků na bázi kyslíku ▪ velmi dobře odstraňuje anorganické a organické zbytky ▪ šetrný k materiálům (všechno obvyklé laboratorní vybavení a laboratorní sklo) ▪ oblast použití: strojové čištění laboratorního skla a vybavení v laboratořích analýzy vod, sérologických ústavech a ve fosfátovém průmyslu

Přípravky pro ruční i strojní mytí

Neodisher LaboClean GK

- práškový, mírně zásaditý čisticí přípravek bez obsahu tenzidů
- složení: dichlorisokyanurát sodný, orthofosforečnan sodný
- lehce oplachovatelný (neobsahuje povrchově aktivní substance)
- odstraňuje zbytky živných půd, zbytky tkáňových a buněčných kultur, radioaktivní kontaminace a znečištění organickými pigmenty a barvami
- vhodný pro laboratorní vybavení ze skla, keramiky, křemíku a umělých hmot
- oblast použití: ruční i strojní mytí laboratorního skla v mikrobiologických, virologických a farmaceutických laboratořích stejně jako v laboratořích izotopů a nukleární medicíně

Přípravky pro ruční mytí

Neodisher PM5

- práškový, mírně zásaditý čisticí prostředek pro použití v ponorných lázních
- složení: < 5 % anionaktivních tenzidů, neionogenních tenzidů; > 30 % fosfátů
- šetrný k pokožce
- velmi nízké korozivní účinky
- dobře se oplachuje
- odstraňování všech druhů nečistot, např. organických zbytků jako jsou krev a bílkoviny, zbytků potravin a anorganických zbytků
- šetrný k běžným laboratorním materiálům, vhodný pro lehké a barevné kovy, pochromované předměty, nerez a zrcadla; u eloxovaného hliníku je nutno nejprve vyzkoušet odolnost
- oblast použití: ruční čištění laboratorního skla a chirurgických nástrojů v nemocnicích, zdravotnických, biologických a potravinářských laboratořích a v průmyslu

Obj. číslo	Typ	Balení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
900 037 000 301	Neodisher LaboClean A8	10	1-2 týdny	2 335 Kč
900 037 000 308	Neodisher LaboClean GK	10	1-2 týdny	2 974 Kč
900 037 000 573	Neodisher LaboClean UW	10	Skladem	2 703 Kč
900 037 000 521	Neodisher LaboClean F	3	1-2 týdny	899 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-A8.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-GK.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-UW.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-F.pdf