

Filtr stříkačkový ANOTOP, Whatman

Výrobci a značky > Whatman

Stříkačkové filtry ANOTOP jsou vyrobeny ze speciální anorganické membrány Anopore na bázi oxidu hlinitého. Dodávají se ve dvou provedeních – s předfiltrem ze skleněných vláken a bez předfiltru. Varianty s předfiltrem jsou určeny pro těžce filtrovatelné látky.



- nesterilní
- velmi dobrá odolnost vůči většině organických rozpouštědel
- nevhodné pro použití se silně kyselými vzorky
- nízká až střední vaznost proteinů (dle typu)
- použití: kapilární elektroforéza, HPLC, filtrace nanočástic (varianty Plus), filtrace tkáňových kultur, biologická příprava vzorků atd.

Technické údaje				
Typ	ANOTOP 10	ANOTOP 10 Plus	ANOTOP 25	ANOTOP 25 Plus
Materiál pláště:	polypropylen			
Membrána:	Anopore (anorganická, tloušťka 60 µm, hydrofilní, odolná vůči organickým rozpouštědlům)			
Předfiltr:	–	skleněná mikrovlákna bez pojiv	–	skleněná mikrovlákna bez pojiv
Filtrační plocha [cm²]:	0,78		4,78	
Maximální tlak [bar]:	6,9			
Maximální objem filtrovaného roztoku [ml]:	10		100	
Zadržený objem [µl]:	< 20	< 30	< 150	< 200
Vstupní napojení:	Female Luer Lock			
Výstupní napojení:	Male Luer			
Rozměry [mm]:	15,4 x 18,5		36,8 x 26,3	
Vaznost proteinů:	nízká	střední	nízká	střední

Obj. číslo	Typ	Předfiltr	Velikost pórů [μm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 968 091 002	Anotop 10	ne	0,02	50	Na dotaz	20 240 Kč
624 968 091 012	Anotop 10	ne	0,1	50	Na dotaz	16 510 Kč
624 968 091 022	Anotop 10	ne	0,2	50	Na dotaz	15 220 Kč
624 968 093 002	Anotop 10 Plus	ano	0,02	50	Na dotaz	21 560 Kč
624 968 093 012	Anotop 10 Plus	ano	0,1	50	Na dotaz	22 300 Kč
624 968 093 022	Anotop 10 Plus	ano	0,2	50	Na dotaz	20 280 Kč
624 968 092 002	Anotop 25	ne	0,02	50	Na dotaz	25 130 Kč
624 968 092 012	Anotop 25	ne	0,1	50	Na dotaz	23 140 Kč
624 968 092 022	Anotop 25	ne	0,2	50	Na dotaz	24 650 Kč
624 968 094 002	Anotop 25 Plus	ano	0,02	50	Na dotaz	36 490 Kč
624 968 094 012	Anotop 25 Plus	ano	0,1	50	Na dotaz	31 280 Kč
624 968 094 022	Anotop 25 Plus	ano	0,2	50	Na dotaz	32 760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nabídku sterilního provedení stříkačkových filtrů Anotop Vám rádi zašleme na základě poptávky – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#).

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Syringe-Filters-Anotop-EN.pdf