

Úvod > Sklo a porcelán > Hustoměry a lihoměry > Moštoměry > Moštoměr laboratorní, s teploměrem

PDF

Moštoměr laboratorní, s teploměrem

- stupnice udává hmotnostní koncentraci zkvasitelných cukrů réвовých moštů
- délka: 400 mm
- referenční teplota: +15 °C
- rozsah teploměru: 0 ... +30 °C, dělení po 0,5 °C
- náplň: organická



Podléhají povinnému ověření.

Převod stupnice moštoměru z koncentrace v kg.h⁻¹ na jednotky hustoty v kg.m⁻³

Koncentrace [kg.h ⁻¹]	Hustota [kg.m ⁻³]	Koncentrace [kg.h ⁻¹]	Hustota [kg.m ⁻³]
10	1049,79	21	1091,09
11	1053,44	22	1095,12
12	1057,06	23	1099,22
13	1060,69	24	1103,40
14	1064,34	25	1107,68
15	1068,32	26	1112,09
16	1071,74	27	1116,65
17	1075,59	28	1121,39
18	1079,33	29	1126,34
19	1083,20	30	1131,52
20	1087,12		

Obj. číslo	Dělení [kg.h ⁻¹]	Rozsah [kg.h ⁻¹]	Povinné ověření (cejchované)	Dostupnost	Cena / ks
H351020105	0,2	10 ... 30	ANO – s ověřovacím listem	4-6 týdnů	5 866 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.