

Pipeta fixní jednonanálová Transferpette S, Brand

Výrobci a značky > Brand

A 121 °C

Jednonanálové pipety Transferpette S s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Díky snadnému ovládání pomocí jedné ruky jsou vhodné i pro sériové pipetování bez námahy. Jsou autoklárovatelné, odolné vůči UV záření a díky ergonomickému tvaru padnou do každé ruky.



- fixní objem
- snadná obsluha pravou nebo levou rukou
- snadná kalibrace bez použití nářadí
- barevné kódování
- plně autoklárovatelná při 121 °C
- QR kód se sériovým číslem
- odolná proti UV záření a korozi pístu, dlouhá životnost
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojan, držáky, [pipetovací špičky](#) v různém balení (sáčky, zásobníky a boxy)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je držák na polici a silikonové mazivo

Objednejte si i AKREDITOVANOU KALIBRACI mikropipet a dávkovačů

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 704 708	10	±0,1	Šedivý	3-4 týdny	4 209 Kč
396 870 704 716	20	±0,16	Žlutý	3-4 týdny	4 209 Kč
396 870 704 720	25	±0,2	Žlutý	3-4 týdny	4 209 Kč
396 870 704 728	50	±0,4	Žlutý	3-4 týdny	4 209 Kč
396 870 704 738	100	±0,6	Žlutý	3-4 týdny	4 209 Kč
396 870 704 744	200	±1,2	Žlutý	3-4 týdny	4 209 Kč
396 870 704 754	500	±3	Modrý	3-4 týdny	4 209 Kč
396 870 704 762	1000	±6	Modrý	3-4 týdny	4 209 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan a držáky na pipety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 807 1	Stojan pro 6 pipet Transferpette S (jedno- i vícekanálových)	3-4 týdny	1 479 Kč
160 980 704 811 1	Držák na polici pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	265 Kč
160 980 704 812 1	Držák na zed' pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	426 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf



Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf