

## Přístroj dle Winklera pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě

**Materiál** > Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

Přístroj dle Winklera pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě se používá k měření koncentrace kyslíku ve vodě. Obsah kyslíku se stanovuje titrací jodem. Je to velmi přesná metoda, která se využívá hlavně při monitorování kvality vody (jezerní, říční, pitné) a k měření množství kyslíku v akvakulturách.



- šikmá zátká s normalizovaným zábrusem NZ
- ploška na popis
- skleněná pipeta se stupnicí

### Přístroj dle Winklera

| Obj. číslo      | Popis                      | Objem [ml] | NZ    | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------------|------------|-------|------------|-----------|
| 632 447 702 300 | Komplet s pojistným pérkem | 250 – 300  | 19/26 | 1-2 týdny  | 2 265 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Kyslíkovky (kyslíkové láhve se šikmou zátkou)

| Obj. číslo      | Popis                                                  | Objem [ml] | NZ      | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|
| 632 447 702 154 | Kyslíková láhev se šikmou zátkou, bez pojistného pérka | 100 – 150  | 14,5/23 | Na dotaz   | 2 037 Kč  |
| 632 447 702 305 | Kyslíková láhev se šikmou zátkou, bez pojistného pérka | 250 – 300  | 19/26   | 2-3 týdny  | 739 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.