

ROZTOKY ČISTICÍ PRO ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ

[PDF](#)

Úvod > Pístroje pro čištění a dezinfekci > Lázně a čističky ultrazvukové > Roztoky čisticí pro ultrazvukové lázně

Roztok čisticí TICKOPUR pro ultrazvukové lázně

Všechny přípravky řady TICKOPUR byly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čištění. Dodávají se jako koncentráty a ředí se podle použití. Jsou biologicky rozložitelné.



- všechny typy přípravku TICKOPUR se dají použít i pro čištění ponorem či otěrem (tj. bez nutnosti použití ultrazvukové čističky)
- po strojovém i ručním čištění je třeba provést důkladný oplach všech čistěných předmětů
- přesné dávkování, čas expozice a podrobnější informace o jednotlivých typech najdete v příložených katalogových listech ke stažení
- pod zkratkou BL jsou k jednotlivým typům přiloženy Bezpečnostní listy ke stažení
- pro čištění a současnou dezinfekci nástrojů z lehkých kovů, plastů a pryže jsou určeny přípravky STAMMOPUR – v případě zájmu o tyto přípravky [kontaktujte produktového specialistu](#)

Popis čisticích přípravků TICKOPUR

Ke stažení/Typ	Popis	Typ znečištění	Vhodný pro
 TR 2  BL TR 2	koncentrát s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, bez silikátů, pH 3,6 při 1% koncentraci	minerální usazeniny, zbytky po pískování, tuky, oleje, vosky	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž
 TR 3  BL TR 3	koncentrát na bázi kyseliny citronové s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, pH 3,0 při 1% koncentraci	rez, vodní kámen, minerální usazeniny, zbytky po pískování, tuky, oleje, vosky	sklo, keramiku, lehké kovy, ocel, nerezovou ocel, plasty, pryž; nevhodný pro cín a zinek
 TR 7  BL TR 7	univerzální koncentrát s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, bez silikátů, mírně alkalický - pH 8,9 při 1% koncentraci	tuky, vosky, oleje, zbytky po vrtání, broušení a leštění	sklo, keramiku, kovy, plasty, pryž
 TR 13  BL TR 13	koncentrát s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, bez silikátů, pH 11,9 při 1% koncentraci	maziva, oleje, vosky, zbytky po koksování, saze, zbytky po vrtání, broušení a leštění	sklo, keramiku, ocel, nerezovou ocel, drahé kovy, plasty, pryž; nevhodný pro lehké kovy, cín a zinek
 R 27  BL R 27	koncentrát na bázi kyseliny fosforečné s emulgačním účinkem, kyselý - pH 1,9 při 1% koncentraci	silné minerální zbytky (křída, silikáty, fosfáty, cement), rez, temperové barvy, kovové oxidy, vrstvy tuků a olejů	sklo, keramiku, ocel, nerezovou ocel, drahé kovy, plasty, pryž; nevhodný pro lehké kovy, cín a zinek
 R 30  BL R 30	koncentrát s emulgačním účinkem a ochranou proti korozi; neutrální - pH 7	oleje a tuky, saze, zbytky po broušení a leštění	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž

 R 32  BL R 32	koncentrát s ochranou proti korozi; středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	destilační zbytky, oleje, tuky, organické a anorganické zbytky	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž; nevhodný pro cín a zinek
 R 33  BL R 33	univerzální koncentrát s ochranou proti korozi, středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	oleje, tuky, zbytky po vrtání, broušení a leštění, inkoust, saze	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž, obličejové masky, brýle; nevhodný pro cín a zinek
 R 36  BL R 36	koncentrát s demulgačním účinkem bez povrchově aktivních látek, středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	destilační zbytky, oleje, tuky, organické a anorganické zbytky	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž, květy
 R 60  BL R 60	koncentrát s ochranou proti korozi, bezfosfátový, bez silikátů, silně alkalický - pH 12,3 při 1% koncentraci	oleje, vosky, zbytky po koksování, saze, zbytky po vrtání, broušení a leštění, pryskyřičné zbytky, barevné pigmenty	sklo, keramiku, kovy, plasty, pryž; nevhodný pro lehké kovy, cín a zinek
 RW 77  BL RW 77	koncentrát s příměsí amoniaku, bezfosfátový, středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	oleje, vosky, zbytky po vrtání, broušení a leštění, pryskyřičné zbytky, barevné pigmenty	sklo, keramiku, kovy, plasty, pryž; mince, hodinky a zkušební síta

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
221 267 300 021	TR 2	1000	3-4 týdny	575 Kč
221 267 300 031	TR 3	1000	3-4 týdny	600 Kč
221 267 300 071	TR 7	1000	3-4 týdny	625 Kč
221 267 300 131	TR 13	1000	3-4 týdny	775 Kč
221 267 300 271	R 27	1000	3-4 týdny	1 175 Kč
221 267 300 301	R 30	1000	3-4 týdny	625 Kč
221 267 300 321	R 32	1000	3-4 týdny	600 Kč
221 267 300 331	R 33	1000	3-4 týdny	625 Kč
221 267 300 361	R 36	1000	3-4 týdny	625 Kč
221 267 300 601	R 60	1000	3-4 týdny	475 Kč
221 267 300 771	RW 77	1000	3-4 týdny	675 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V případě zájmu o nabídku větších objemů (2, 5 a 25 l) [kontaktujte produktového specialistu](#).

Video k produktu

▶ Čisticí roztoky TICKOPUR pro ultrazvukové čističky Sonorex