

SKLENĚNÁ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

[PDF](#)

Úvod > Filtrace > Vakuová filtrace > Sestavy z borosilikátového skla

Filtrační sestava Rocker pro vakuovou filtraci, borosilikátové sklo

Výrobci a značky > Rocker

Novinka

Skleněné filtrační sestavy Rocker pro vakuovou filtraci obsahují nálevku o objemu 15 nebo 300 ml, nástavec s podložkou pro membránový filtr a nádobu na filtrát.



- objem nálevky: 15 nebo 300 ml
- nástavec s podložkou pro membránový filtr o \varnothing 25 nebo 47 mm (podložka ze skla nebo v podobě nerezového sítko s PTFE těsnícím kroužkem)
- připojení nálevky k nástavci pomocí svorky z eloxovaného hliníku
- připojení nástavce k nádobě na filtrát pomocí silikonové zátky nebo normalizovaného zábrusu NZ
- připojení ke zdroji vakua (není součástí dodávky) pomocí hadicové olivky na nádobě na filtrát nebo na nástavci
- oblast použití: předběžná úprava vzorku, mikrobiologická analýza, běžná vakuová filtrace, odstraňování částic z rozpouštědel pro analytická stanovení a čištění roztoků, čištění a odplyňování rozpouštědel a směsí rozpouštědel pro HPLC, GC a AA...
- **informace k dodávce:** [membránové filtry](#) nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)

i V naší nabídce najdete i **samostatné nálevky** s nástavcem pro membránový filtr, které neobsahují nádobu na filtrát.

Nálevka VF6 je kompatibilní s [manifolds Rocker MultiVac série MS](#).

Technické údaje

		VF5	VF8	VF6	VF7	VF3
Nálevka	Typ:					
	Objem:	15 ml	15 ml	300 ml	300 ml	300 ml
	Materiál:	borosilikátové sklo				
	Podložka filtru:	sklo	nerezové sítko	sklo	nerezové sítko	sklo
	Průměr filtru:	25 mm	25 mm	47 mm	47 mm	47 mm
	Filtrační plocha:	2,2 cm ²	2,2 cm ²	9,6 cm ²	9,6 cm ²	9,6 cm ²
	Spojení s nástavcem pro filtr:	svorka z eloxovaného hliníku				
	Spojení s nádobou na filtrát:	silikonová zátka č. 5	silikonová zátka č. 5	silikonová zátka č. 8	silikonová zátka č. 8	normalizovaný zábrus
Víčko:	ne	ne	ne	ne	ne	
Nádobna na filtrát	Typ:	odsávací láhev	odsávací láhev	odsávací láhev	odsávací láhev	Erlenmeyerova baňka s NZ

Objem:	125 ml	125 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml
Materiál:	borosilikátové sklo				
Olivka:	ano	ano	ano	ano	ne
Poznámka	-	-	včetně stabilizační podložky		

Skleněné filtrační sestavy Rocker pro vakuovou filtraci

Obj. číslo	Typ	Objem nálevky [ml]	Podložka filtru	Nádoba na filtrát	Dostupnost	Cena / sada
140 516 720 005	VF5	15	Sklo	125ml odsávací láhev	6-8 týdnů	5 549 Kč
140 516 720 008	VF8	15	Nerezové sítko	125ml odsávací láhev	3-4 týdny	5 713 Kč
140 516 720 006	VF6	300	Sklo	1000ml odsávací láhev	3-4 týdny	8 732 Kč
140 516 720 007	VF7	300	Nerezové sítko	1000ml odsávací láhev	3-4 týdny	8 896 Kč
140 500 720 030	VF3	300	Sklo	1000ml Erlenmayerova baňka s NZ	3-4 týdny	9 793 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněné nálevky Rocker pro vakuovou filtraci

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
140 516 712 032	Skleněná 15ml nálevka Rocker VF5 s nástavcem se skleněnou podložkou pro membránový filtr o Ø 25 mm, včetně silikonové zátky č. 5 a svorky z eloxovaného hliníku	6-8 týdnů	4 733 Kč
140 516 712 034	Skleněná 15ml nálevka Rocker VF8 s nástavcem s nerezovým sítkem pro membránový filtr o Ø 25 mm, včetně silikonové zátky č. 5 a svorky z eloxovaného hliníku	6-8 týdnů	4 897 Kč
140 516 712 031	Skleněná 300ml nálevka Rocker VF6 s nástavcem se skleněnou podložkou pro membránový filtr o Ø 47 mm, včetně silikonové zátky č. 8 a svorky z eloxovaného hliníku	3-4 týdny	6 039 Kč
140 516 712 033	Skleněná 300ml nálevka Rocker VF7 s nástavcem s nerezovým sítkem pro membránový filtr o Ø 47 mm, včetně silikonové zátky č. 8 a svorky z eloxovaného hliníku	3-4 týdny	6 202 Kč
140 516 712 030	Skleněná 300ml nálevka Rocker VF3 s nástavcem s NZ se skleněnou podložkou pro membránový filtr o Ø 47 mm, včetně svorky z eloxovaného hliníku	6-8 týdnů	6 692 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Rocker-Glass-filter-sets-for-vacuum-filtration-EN.pdf

Zařízení filtrační SIMAX, pro vakuovou filtraci

Kompletní sestava z borosilikátového skla vhodná pro vakuovou filtraci.

- objem nálevky: 300 ml
- připojení nálevky k nástavci s fritou P100 (S2) pomocí kovové svorky
- připojení nástavce ke kuželové baňce o objemu 1000 ml pomocí normalizovaného zábrusu 34/35
- připojení ke zdroji vakua (není součástí dodávky) pomocí hadicové olivky na nástavci



Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Pórovitost	Dostupnost	Cena / ks
632 442 230 200	Filtrační zařízení	250	P100 (S2)	1-2 týdny	9 082 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zařízení filtrační Sartorius, pro vakuovou filtraci

Kompletní sestava z borosilikátového skla vhodná pro vakuovou filtraci.

- objem nálevky: 250 ml (graduace 100, 125, 150, 175, 200, 225 a 250 ml)
- podložka pod membránový filtr z borosilikátového skla s PTFE kroužkem
- pro membránové filtry o průměru 47 mm ([filtry se objednávají samostatně](#))
- připojení nálevky k nástavci pomocí kovové svorky
- připojení nástavce k Erlenmeyerově baňce o objemu 1000 ml pomocí normalizovaného zábrusu
- připojení ke zdroji vakua (není součástí dodávky) pomocí šroubovací PP hadicové olivky na nástavci
- filtrovaná látka může přijít do styku pouze s částmi vyrobenými ze skla a PTFE
- **oblast použití:** odstraňování částic z rozpouštědel pro analytická stanovení a čištění roztoků, čištění a odplyňování rozpouštědel a směsí rozpouštědel pro HPLC, GC a AA



Obj. číslo	Popis	Průměr membrány [mm]	Podložka membrány	Dostupnost	Cena / ks
624 010 816 309	Filtrační zařízení	50	Sklo/PTFE	4-6 týdnů	17 576 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.