

Přístroje pro mechanické operace > Třepačky > Třepačky Heidolph
> Svorka pro baňku dle Erlenmeyera k třepačkám Heidolph

PDF

Svorka pro baňku dle Erlenmeyera k třepačkám Heidolph

Výrobci a značky > Heidolph

Svorky pro upevnění baňek dle Erlenmeyera jsou určeny pro přichycení na perforované desky typu 100, 1000 nebo 2000 (tyto perforované desky se objednávají k třepačkám Heidolph jako volitelné příslušenství - nejsou tedy součástí standardní dodávky přístroje).



Svorka pro baňku dle Erlenmeyera

Kapacita desek (tj. maximální počet kusů svorek pro jednotlivé typy desek)

Typ desky	Baňka podle Erlenmeyera o objemu:						
	25 ml	50 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
100	max. 16		max. 8	max. 5	max. 3	max. 2	-
1000	max. 20		max. 14	max. 8	max. 4	max. 4	max. 2
2000	max. 36		max. 23	max. 12	max. 9	max. 5	max. 3

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 495 100 000	Svorka pro baňku dle Erlenmeyera 25 ml	3-4 týdny	495 Kč
392 495 200 000	Svorka pro baňku dle Erlenmeyera 50 ml	3-4 týdny	650 Kč
392 495 300 000	Svorka pro baňku dle Erlenmeyera 100 ml	3-4 týdny	725 Kč
392 495 400 000	Svorka pro baňku dle Erlenmeyera 250 ml	3-4 týdny	900 Kč
392 495 500 000	Svorka pro baňku dle Erlenmeyera 500 ml	3-4 týdny	975 Kč
392 495 600 000	Svorka pro baňku dle Erlenmeyera 1000 ml	3-4 týdny	1 150 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Heidolph-Accessories-Shakers-and-Mixers-EN.pdf