

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Počítadla kolonií a luminometry > Luminometry
> Test ATP k luminometrům SystemSURE

PDF

Test ATP k luminometrům SystemSURE

Stěrové přípravky Ultrasnap, Aquasnap a Supersnap vynikají snadným použitím. Jsou založeny na technologii lámacího ventilu, obsahují unikátní kapalný reagent a poskytují spolehlivé výsledky. Používají se v kombinaci s luminometry SystemSURE.



- rychlé a snadné použití
- SnapValve - technologie lámacího ventilu
- spolehlivé výsledky
- 100 ks v balení

Ultrasnap	ATP stěrový přípravek pro kontrolu pevných povrchů; test na kontrolu čistoty po sanitaci
Aquasnap	ATP test na kontrolu vody; určen na jednoduchou a rychlou kontrolu čistoty vody, oplachové vody, mikrobiologické úrovně odpadní vody, s výhodou se používá také ve stanicích CIP; tvarovaná odběrová špička na odběr 100 µl vzorku
Supersnap	ATP stěr se zvýšenou citlivostí umožňuje spolehlivou detekci i nejmenších stop znečištění (0,1 fmol ATP); využívá se na monitoring hygieny v provozech s nejvyššími nároky na čistotu

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 750 002 020	Ultrasnap	ATP stěrový test na kontrolu čistoty pevných povrchů po sanitaci	100	1-2 týdny	8 180 Kč
396 750 200 100	Aquasnap	ATP test na kontrolu vody	100	1-2 týdny	8 180 Kč
396 750 200 300	Supersnap	ATP stěrový test se zvýšenou citlivostí pro aplikace s nejvyššími nároky	100	1-2 týdny	9 980 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.